



Übersicht über das Lichtmikroskop



Vergrößerung =

Umgang mit den Mikroskopen



- **Überschüssige Flüssigkeit auf dem Objektträger entfernen!**
- Zum Einlegen oder Entnehmen des Objektträgers wird der Objektstisch vollständig nach unten bewegt.
- Das Mikroskopieren beginnt stets bei der kleinsten möglichen Vergrößerung, d.h. das kleinste Objektiv benutzen. Erst wenn dort Scharf gestellt wurde, wird zum nächsthöheren Objektiv gewechselt.
- **Die Mikroskope stets an der hierfür vorgesehenen Griffmulde anhebend bewegen. Nicht über die Tischplatte ziehen.**

Zeichnungen

Onion Epithelial Tissue

